

Производитель: «Назалезе Лимитед», Великобритания.

Nasaleze Ltd., Ltd., Unit 3 Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, Isle of Man, IM4 4QE, UK, UK

Держатель РУ: «Замбон С.П.А.», Италия Zambon S.P.A., Via Lillo del Duca, 10, 20091 (Milan), Italy.

Дистрибьютор в России: ООО «Замбон Фарма», 119002, Москва, Глазовский пер., д.7. Тел.: + 7 (495) 933-38-30/32, факс: +7 (495) 933-38-31

НАЗАВАЛЬ® ПЛЮС ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия средство (фильтр) барьерное отоларингологическое

Наименование медицинского изделия:

Средство (фильтр) барьерное отоларингологическое Назаваль® ПЛЮС

Регистрационный номер: ФСЗ 2009/04743 от 28.03.2018 г.

Состав: микронизированная целлюлоза растительного происхождения, экстракт дикого чеснока. Вспомогательные вещества: экстракт натуральной перечной мяты.

Описание: мелкодисперсный порошок белого цвета или почти белого цвета с легким запахом мяты, по 500 мг во флаконе из полиэтилена с патентованным дозатором и навинчивающимся колпачком. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещен в пачку картонную.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Назаваль® ПЛЮС действует как естественный барьер на слизистой носа и используется для защиты от проникновения вирусов и бактерий, попадающих в верхние дыхательные пути при вдыхании воздуха. Является профилактическим средством от ОРВИ (в том числе гриппа) и других простудных заболеваний.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Порошок целлюлозы и экстракта дикого чеснока из дозатора попадает на слизистую полости носа и образует прозрачный, гелеобразный, защитный слой, не мешающий дыханию. Гелеобразный слой является эффективным барьером против вирусов и бактерий, защищая организм от простудных заболеваний и ОРВИ. Благодаря своим антисептическим свойствам, экстракт дикого чеснока подавляет рост и нейтрализует бактерии и вирусы, попадающие на слизистую носа с вдыхаемым воздухом.

Спрей назальный, дозированный Назаваль® ПЛЮС является барьерным средством, не оказывает системного и местного действия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Назаваль® ПЛЮС применяется для профилактики простудных заболеваний, ОРВИ (в том числе гриппа).

- однократно: перед возможным контактом с больным ОРВИ, при посещении мест массового скопления людей в качестве средства экстренной защиты.
- ежедневно: в период сезона заболеваемости ОРВИ.

Назаваль® ПЛЮС может применяться у детей и взрослых, а также женщин в период беременности и кормления грудью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов. Аллергические реакции на чеснок. Склонность к носовым кровотечениям.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Детям и взрослым: по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в день (через каждые 5–6 часов). Как правило, такой частоты применения достаточно для защиты в течение дня. При необходимости, *Назаваль® ПЛЮС* может быть использован так часто, как это необходимо. Рекомендуется использовать *Назаваль® ПЛЮС* за 10–15 минут перед предполагаемыми поездками в общественном транспорте (самолете, поездах и т. д.), при посещении мест массового скопления людей.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

1. При первом использовании сделайте 2 пробных нажатия на стенки флакона в воздух — вы увидите струйку порошка.
2. Перед применением, при необходимости, проведите гигиеническую очистку полости носа.
3. Держите голову прямо, нет необходимости ее запрокидывать.
4. Встряхните флакон.
5. Зажмите пальцем один носовой ход.
6. Поместите носик флакона в противоположный носовой ход и, интенсивно нажав на стенки флакона, сделайте одно впрыскивание порошка на вдохе.

Встряхните флакон и повторите такую же процедуру с противоположной стороны.

Рекомендуется использовать повторно после каждого очищения носовой полости для возобновления защитного слоя.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ:

Назаваль® ПЛЮС может применяться во время беременности и в период кормления грудью, поскольку он не обладает системным действием и не содержит консервантов.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Безопасность *Назаваль® ПЛЮС* обусловлена отсутствием взаимодействия с органами и тканями организма. *Назаваль® ПЛЮС* у детей следует применять под наблюдением взрослых. Перед каждым применением рекомендуется проводить гигиеническую очистку носовой полости. Следует избегать контакта носика флакона со слизистой носа. Это может привести к закупориванию носика флакона порошком. Если такое все же случилось, прочистите носик флакона тонким острым предметом (иглой, зубочисткой). При необходимости совместного применения с другими назальными лекарственными средствами *Назаваль® ПЛЮС* следует использовать не ранее, чем через 30 минут после их применения, предварительно очистив носовые ходы. Не рекомендуется использовать *Назаваль® ПЛЮС* после применения назальных мазей и назальных капель на масляной основе. Применение барьерного средства *Назаваль® ПЛЮС* не влияет на способность к управлению транспортными средствами, не вызывает сонливости. При попадании средства *Назаваль® ПЛЮС* в глаза рекомендуется промыть их водой.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Срок годности — 3 года. Не использовать при повреждении флакона.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Хранить в местах, недоступных для детей!

Флакон рекомендуется использовать в течение 6 месяцев после первого вскрытия.

Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Допускается транспортировка всеми видами транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия отпуска из аптек:

Отпускается без рецепта врача.