

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению медицинского изделия**  
**спрей для очищения ушной полости АНАУРЕТТЕ**

**Регистрационный номер:** РЗН 2013/992 от 07.08.2013 г.

**Состав:** минеральное масло – 74,95 %, фитосквалан – 25,0 %, мятное масло – 0,05 %.

**Описание:** прозрачная, бесцветная, маслянистая жидкость с мятным запахом.

**Назначение:**

Изделие медицинского назначения спрей для очищения ушной полости АНАУРЕТТЕ предназначено для растворения и удаления ушной серы из наружного слухового прохода, а также для растворения и удаления серных пробок и профилактики их образования. АНАУРЕТТЕ может использоваться для регулярной гигиены наружного слухового прохода (в том числе, при повышенном образовании ушной серы, особенно при пользовании слуховыми аппаратами, телефонными гарнитурами и головными телефонами с креплением внутри уха, а также при пребывании в запыленных местах или зонах повышенной влажности, при занятии водными видами спорта и отдыха). АНАУРЕТТЕ предназначен для индивидуального применения как в домашних условиях, так и в условиях ЛПУ.

**Механизм действия:**

Действие спрея для очищения ушной полости АНАУРЕТТЕ сочетает механическую очистку ушной раковины с действием производного натурального оливкового масла – фитосквалана (Phytosqualan®).

Действующее вещество фитосквалана – экстракт оливкового масла. По структуре и свойствам он подобен структуре ушной серы, но находится в жидком состоянии. При распылении в наружном слуховом проходе его частицы врезаются в медленно движущиеся частицы серы. Как и при любом столкновении, часть кинетической энергии передается частицам серы пробки, что позволяет перевести их в жидкое состояние.

Минеральное масло, входящее в состав АНАУРЕТТЕ, является растворителем, а также смывает растворенную серу.

Мятное масло нагревает наружный слуховой проход и катализирует физический процесс растворения, а также обеспечивает приятный запах спрея.

После растворения слуховой проход очищается при помощи механизма естественной очистки. Пульверизатор АНАУРЕТТЕ гарантирует прекрасное распыление жидкости в наружном слуховом проходе.

**Противопоказания:**

АНАУРЕТТЕ противопоказан к применению при индивидуальной непереносимости компонентов, пациентам с перфорацией барабанной перепонки, детям младше 3 месяцев.

**Способ применения и дозы:**

- Поверните наконечник баллона под углом 90°.
- Держите голову прямо.
- Поместите наконечник в наружный слуховой проход.
- Нажмите на распылительную насадку.
- Держите голову прямо, подождите 10 секунд.
- Вытрите досуха кожу около наружного слухового прохода.
- После использования промойте наконечник при температуре 40 °С в течение 10 секунд.

Дозы для применения у взрослых и детей старше 3 месяцев:

*при наличии серных пробок:* по 1-2 дозы спрея (1-2 нажатия на распылительную насадку) 3 раза в день в наружный слуховой проход до удаления серы;

*регулярная гигиена наружного слухового прохода:* по 1-2 дозы спрея (1-2 нажатия на распылительную насадку) 1 раз в день для предотвращения образования серной пробки.

**Особые указания:** избегать попадания в глаза, не глотать. Только для наружного применения.

**Срок годности:** 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:** хранить при температуре не выше 30 °С. Не допускать нагревания выше 50 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей!

**Форма выпуска:** Спрей для очищения ушной полости. По 15 мл или 30 мл в алюминиевом баллоне. По 1 алюминиевому баллону с распылительной насадкой и инструкцией по применению в пачке картонной.

**Производитель:** «Наве Фарма (1996) Лтд.», Израиль.  
«Naveh Pharma(1996) Ltd.», 19 Yad Harutsim St., Netanya, 42505, Israel.

**Держатель РУ:** АО «Замбон С.П.А.», Италия.  
Zambon S.P.A., Bresso (MI) Via Lillo del Duca, 10 – 20091, Italy.

**Претензии по качеству направлять по адресу:**  
Представительство АО «Замбон С.П.А.», Италия.  
119002 Москва, Глазовский пер., д. 7, офис 17.  
Тел.: (495) 933-38-30, факс: (495) 933-38-31.